

DCA Vantage HbA1c reagenssit, Pakkauksessa 10 kpl

Tuotekoodi 10698915



DCA Vantage HbA1c reagenssit

Näytekasetit säilytetään jääkaapissa, reagenssipakkauksessa olevat näytteenottimet voidaan säilyttää jääkaapissa tai huoneenlämmössä.

Kasetit säilyvät jääkaappilämpötilassa vanhenemispäivämäärään saakka ja 3 kk huoneenlämmössä (kirjaa pakkaukseen päivämäärä, jolloin pakkaus on avattu ja lot-kortti skannattu).

Mikäli siirrät avatun paketin huoneenlämpöön, huomioi säilyvyysaika.

Myyntierä 1 paketti

Tukkupakkaus 4 pakettia

Pakkauskoko sisältää 10 kpl reagensseja/paketissa



Myynti ja asiakaspalvelu

09 341 72 800

mekalasi(at)mekalasi.fi

© 2020 Mekalasi Oy